



CARACTERÍSTICAS

- ✱ Alta viscosidad para ampliar la cámara anterior y aplanar la cápsula anterior para facilitar la capsulorrexis.
- ✱ Alta viscosidad para aumentar la expansión y mantenimiento de la cámara anterior.
- ✱ Mayor peso molecular.
- ✱ Mantiene el espacio para el control durante la implantación del LIO y absorbe las fuerzas asociadas con el implante del LIO.
- ✱ Es ideal para una amplia gama de procedimientos quirúrgicos del segmento anterior.
- ✱ Permite una visión clara sin obstrucciones al momento de la cirugía.
- ✱ Viscoelástico cohesivo, libre de Látex.
- ✱ Excelente protección de las células endoteliales
- ✱ Fácil remoción.
- ✱ Consiste en largas cadenas de sodio hialurónico ácido.
- ✱ En alto flujo, las cadenas moleculares se realinean, permitiendo una rápida y fácil remoción.
- ✱ Maximiza el control durante toda la operación.
- ✱ También diseñado para implantes de LIOs fáquicos.

REGISTRO SANITARIO NO.: INVIMA 2021DM-0006984-R1

CONTACARE OPHTHALMICS & DIAGNOSTICS
CARE4SIGHT PHARMA PRIVATE LIMITED

EMPAQUE:

Jeringa de vidrio pre-cargada de 1 ml.
Solución clara de Hialuronato de Sodio 10 mg/ml.

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO

Lentech s.a.
Tecnología Visual

Oficina Principal: Centro Empresarial Las Americas.
Calle 77B No. 57-141 Of. 1008
P.B.X (57) (5) 36090 26
Barranquilla, Colombia

Oficina Bogotá: Edificio parque 84
Calle 84 No. 18 - 38 Of. 604 A
P.B.X: (57) (1) 623 36 94
Bogota, Colombia