

HILURON

Hialuronato de Sodio 1,8 %



Características

- Alta viscosidad para ampliar la cámara anterior y aplanar la cápsula anterior para facilitar la capsulorrexis.
- Alta viscosidad para aumentar la expansión y Mantenimiento de la cámara anterior.
- Mayor peso molecular.
- Mantiene el espacio para el control durante la Implantación del LIO y absorbe las fuerzas asociadas con el implante del LIO.
- Es ideal para una amplia gama de procedimientos Quirúrgicos del segmento anterior.
- Permite una visión clara sin obstrucciones al momento de la cirugía
- Viscoelástico cohesivo, libre de Látex
- Excelente protección de las células endoteliales
- Fácil remoción
- Consiste en largas cadenas de sodio hialurónico ácido.
- En alto flujo, las cadenas moleculares se realinean, permitiendo una rápida y fácil remoción.
- Maximiza el control durante toda la operación
- También diseñado para implantes de LIOs fáquicos.

EMPAQUE:

Jeringa de vidrio pre-cargada de 1 ml.
Solución clara de Hialuronato de Sodio 10 mg / ml.

Distribuidor Exclusivo

www.lentech.com.co
E-mail: servicio_cliente@lentech.com.co

REGISTRO SANITARIO NO.: INVIMA 2021DM-0006984-R1



Lentech
Tecnología Visual



Oficina Principal Centro Empresarial Las Américas. Calle 77B No. 57-141 Of. 1008
P.B.X. (57) (5) 360 90 26 Fax: Ext 104. Barranquilla, Colombia

Oficina Bogotá Edificio Parque 84 Calle 84 No. 18-38 Of. 604 A
P.B.X. (57) (1) 623 36 94 Fax: Ext 104. Bogotá, Colombia